

# Come usare il tuo cuscino Happynecks®



Controlla la posizione del poggiatesta del riunito



Regola il poggiatesta al minimo



Posiziona il cuscino Happynecks® sul riunito



Reclinato il riunito si crea uno spazio ❌



Il paziente posiziona saldamente il cuscino contro la parte superiore della schiena



Inizia il trattamento con un sorriso :) ✓

Compra i tuoi prodotti  
Happynecks® da :



info@atfc.it

www.atfc.it



@atfcdistribution @happynecks

**SOSTENIBILE • CONFORTEVOLE • UNIVERSALE • ERGONOMICO • LAVABILE**

 Fatto a mano in Olanda

